

## ЛАПИМУН ГЕМ-2



Флаконы  
по 10 и 100 доз



### ЛАПИМУН ГЕМ-2

*Вакцина против геморрагической болезни кроликов, инактивированная.*

#### Состав

Активные действующие вещества в дозе вакцины: инактивированные формальдегидом:

- вирус геморрагической болезни кроликов штамм БГ-04  $\geq 640$  ГАЕ;
- вирус геморрагической болезни кроликов штамм «ГБК-2»  $\geq 640$  ГАЕ;

вспомогательные компоненты:

- адъювант – SiO<sub>2</sub> (А-300) – 20 мг;
- инактиватор – формальдегид –  $\leq 0,05\%$ .

#### Форма выпуска

Суспензия.

#### Иммунобиологические свойства

Введение вакцины защищает кроликов от геморрагической болезни, вызванной калицивирусом, в течение 12 месяцев, а защитные антитела вырабатываются через 4-14 суток после вакцинации. Лечебными свойствами не обладает.

#### Показания к применению

Для профилактической иммунизации кроликов против геморрагической болезни.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вакцину можно применять одновременно с вакциной против миксоматоза кроликов LAPIMUN MIX, ЛАПИМУН МИКС, которую вводят с противоположной стороны тела в область лопаток или бедра. Не смешивать с другими лекарственными и профилактическими препаратами.

#### Особые указания (в период сукрольности)

Во избежание абортов из-за стресса не рекомендуется вакцинировать крольчих за семь суток до окрота. Лактующих кролематок вакцинируют независимо от срока окрота.

#### Способ применения и дозы

Вакцину вводят здоровым кроликам подкожно за лопаткой в дозе по 1,0 мл на голову. В хозяйстве, благополучном по геморрагической болезни, кроликов вакцинируют однократно, начиная с 30-дневного возраста. При возникновении угрозы раннего инфицирования кроликов вакцинируют однократно с 4-х недельного возраста. Кроликов товарного стада вакцинируют один раз в год. Животных родительского стада, при интенсивном использовании, рекомендуется вакцинировать дважды с интервалом 6 месяцев.

#### Период выведения (каренции)

Нулевой.

#### Срок годности

24 месяца. После первого открытия флакона – 7 суток.

#### Условия хранения

Хранить в темном, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8° С.

